流体灭菌系统

生物制药领域的流体热处理方案

适用于工业化规模和实验室规模用户











总部位于法国依云的阿克提尼集团,作为全球热处理设备的设计、制造和安装领域的领头羊,已经拥有了**超过65年的相关项目经验**。

作为流体灭菌领域的专家,针对在生产或实验过程中需要使用**生物因子**的客户(**不同规模和生物安全等级)**,阿克提尼能够提供一系列**标准及定制化**的流体灭菌设备。

生物安全等级

BSL 1 - BSL 2 - BSL 3 - BSL 4

方案设计

- 根据客户要求设计相关的设备方案
- 详细技术描述
- 工艺流程图
- · 3D设计图
- 系统布置图

设备生产

- 设备制造
- 系统组装
- 自动化系统
- 文件编制
- · 工厂验收测试(FAT)

现场服务

- 设备发货
- 安装调试
- · 现场验收测试(SAT)
- 操作人员培训

售后支持

验证服务

维护服务

故障排除

现有设备的评估和升级

我们在全球范围内迄今为止已经安装了300多台流体灭菌设备, 用户范围包括疫苗生产企业、生物科技企业、 研发中心和实验室。



带备选的 标准化灭菌系统











产品货期通过量产 得到了优化

型号		日产能*	技术	能源
KUBE 专利系统		70 升	批序式	电加热
SINK 专利系统		70升	批序式	电加热
MICRO		300 升	批序式	电加热
MICROSTEAM		1,000升	批序式	蒸汽加热
ULTIMATE 连续式	ULT-1000	5,000 - 16,000 升	连续式	蒸汽加热
	ULT-3000	10,000 - 48,000 升	连续式	蒸汽加热
	ULT-3000 + EXT3000 ^(x1)	30,000 - 96,000 升	连续式	蒸汽加热
	ULT-3000 + EXT3000 ^(x2)	50,000 - 144,000 升	连续式	蒸汽加热
	ULT-3000 + EXT3000 ^(x3)	140,000 - 192,000 升	连续式	蒸汽加热

定制化的 项目解决方案





根据客户要求进行方案设计

型	[号	日产能*	技术	能源
CYCLOBATCH 旋风批序式 专利灭菌系统	BDS-300	1,000 - 5,000升	批序式	切角式蒸汽注入
	BDS-750	5,000 - 13,000 升	批序式	切角式蒸汽注入
	BDS-1600	13,000 - 28,000升	批序式	切角式蒸汽注入
	BDS-2200	18,000 - 38,000 升	批序式	切角式蒸汽注入
	FDS-500	2,000 - 8,000 升	连续式	电加热
	FDS-1000	5,000 - 16,000 升	连续式	蒸汽加热
CONTINUOUS 连续式 专利灭菌系统	FDS-3000	10,000 - 48,000 升	连续式	蒸汽加热
	FDS-6000	30,000 - 96,000 升	连续式	蒸汽加热
	FDS-12000	50,000 - 192,000 升	连续式	蒸汽加热
	FDSPLUS	越过 190,000 升	连续式	蒸汽加热

生物安全等级BSL-4: 可按要求进行特殊设计 * 连续式系统推荐的每日生产时间为16小时

- * 批序式系统推荐的每日生产时间为24小时







日产能最高可达70升





产能:最高可达70升/天 待处理流体性质:与水相似 储存罐容量: 25升



能源:电加热

单相 230V-50Hz / 1.1kW / 5A



灭菌相关参数: 135°C的温度下持续保温2分钟

(相关参数可调)

灭菌效果: F₀50



全自动生产且自动监控整个流程 可备选远程控制 可备选批次报告



无需使用任何化学品 保证了操作人员和环境的安全性



适合放置于带洗手台的实验室工作台长宽(mm): 600 x 700 (含接口) 高度(mm): 820

高压灭菌器、化学灭菌剂和外包处理的 最佳替代方案!

- 灭菌效果的有利保障
- 通过传感器测量并验证关键参数
- 自动监控整个生产流程

设备可连接于:

- 直接连接生物安全柜进行废水的收集和处理
- 紧急喷淋装置
- 带洗手台的实验室工作台









日产能最高可达70升





(1)

待处理流体性质: **与水相似**储存罐容量: **25升**

能源:电加热

单相 230V-50Hz / 1.1kW / 5A

灭菌相关参数: 135℃的温度下持续保温2分钟 (相关参数可调)

灭菌效果: F₀50

全自动生产且自动监控整个流程 可备选远程控制 可备选批次报告

无需使用任何化学品 保证了操作人员和环境的安全性

适合放置于带洗手台的实验室工作台 长宽(mm): 600 x 700 高度(mm): 1,320



高压灭菌器、化学灭菌剂和外包处理的 最佳替代方案!

- 灭菌效果的有利保障
- 通过传感器测量并验证关键参数
- 自动监控整个生产流程

独立的单体设备

- 自动收集待处理废水
- •配有Varicor*材质的洗手台, 用于洗手和废水的倾倒





MICRO

白产能最高可达300升





产能:**最高可达300升/天** 待处理流体性质:**与水相似**

储存罐容量:

- 250 升 - 400 升 (备选)



能源: 电加热 单相 230V - 50-60Hz 3 kW / 13A 带热量回收装置 无需冰水



灭菌相关参数: 135℃的温度下持续保温2分钟

(相关参数可调)

灭菌效果: F₀50



长宽 (mm): **880 x 1,100** 高度 (mm): **2,100**

- 结构紧凑、专为狭小空间而设计即插即用、电能是唯一能源
- 出厂前进行工厂验收测试
- 无需额外调试

生产过程全自动控制

- 无需人工操作
- 从污水的收集到灭菌后污水的排出,整个过程均通过PLC自动化控制,保证了操作的安全可靠

符合您预算的灭菌方案

• 量化生产的标准化设备,符合大多数研究中心 和大学实验室的项目预算







MICROSTEAM

日产能最高可达1,000升





产能:最高可达1,000升/天 待处理流体性质:与水相似

储存罐容量:

- 700升

- 1,000升 (备选)



能源: **蒸汽加热 (4.5bars-24kW-30Kg/h)** 电源**单相 230V-50Hz (不包括蒸汽发生器)** 1 kW / 4.5A

带热量回收装置 无需冰水



灭菌相关参数: 135℃的温度下持续保温2分钟

(相关参数可调)

灭菌效果: F₀50



长宽 (mm): **1,350 x 2,000** 高度 (mm): **2,220**

- 结构紧凑, 专为狭小空间而设计
- 出厂前进行工厂验收测试,到货后即插即用
- 如现场无蒸汽能源, 可备选蒸汽发生器

生产过程全自动控制

- 无需人工操作 从污水的收集到灭菌后污水的排出, 整个过程均通过PLC自动化控制,保证了操作 的安全可靠





ULTIMATE

日产能最高可达16,000升





产能: 1,000升/小时 推荐每日生产时间: 16小时 待处理流体性质: 与水相似



能源: 蒸汽加热 无需冰水



灭菌相关参数: 135℃的温度下持续保温1分钟 灭菌效果: F₀25




长宽 (mm): **1,330 x 820** 高度 (mm): **2,200**


主要特点

ULT-1000连续式灭菌设备同时满足了实验室和工业化生产对生物污水的

灭菌要求。 既配备了所有不可或缺的重要功能,又兼具了高性价比的设备优 势。

- 配有用于储存清洗液的CIP储罐配有过滤器避免大颗粒堵塞泵系统灭菌部分带有热量回收装置
- 整个灭菌过程均通过自动化控制 (温度传感器、流量计、压力和液 位传感器及相关阀阵)





BIG ULTIMATE

日产能最高可达180,000升





产能: 主体模块**3,000升/小时** 主体模块最多可连接**3个3,000升/小时** 的额外模块,产能最高可提升至12,000升/小时

推荐每日生产时间:16小时 待处理流体性质:与水相似



能源: 蒸汽加热

无需冰水



灭菌相关参数: 135℃的温度下持续保温1分钟

(可备选持续保温2分钟)

灭菌效果: F₀25 (可备选F₀50)




高度 (mm): 2,400

长宽: 主体模块 ULT3000 (mm): **2,500 x 1,700** 额外模块 EXT3000 (mm): **2,500 x 1,000**

主要特点

- 模块化系统通过添加3,000升/小时的额外模块来增加产能
- 模块化的设计保证了设备的结构紧凑 通过主体模块实现自动化控制,增加额外模块无需额外的自动化设计
- 可选择双泵系统作为一备一用







CYCLOBATCH

日产能最高可达38,000





待处理流体性质: **特别适合于处理带颗粒或 粘度高的产品**



能源: 蒸汽加热

相关技术:专利批序式灭菌系统

加热方式:**蒸汽直接加热** 同时可选择蒸汽间接加热的方式 (蒸汽间接加热适用于高防护要求的项目)

型号	每批次产能	灭菌罐容量	日均产能范围 根据灭菌温度/时间/现场蒸汽和冰水的情况决定 (以一天生产24小时为例)
BDS-300	300升	510 升	1,000 - 5,000 升
BDS-750	750 升	1,250 升	5,000 - 13,000 升
BDS-1600	1,600升	2,500 升	13,000 - 28,000 升
BDS-2200	2,200 升	3,500 升	18,000 - 38,000 升

设计特点


- 切角式蒸汽注入
- 灭菌罐无排气孔 通过加热过程产生的压力进行排放
- 生产噪音低: 75dBA (普通批序式灭菌设备100dBA)
- 结构紧凑
- 无泡沫形成

高安全性

- 无排气孔结垢危险无气体排放无漏液危险(无泵设计)

高性价比

- 低成本
- 维护简便






CONTINUOUS

日产能最高可达350,000升及以上





待处理流体性质: **与水相似** 推荐每日生产时间: **16小时**



相关技术:全焊式管式换热器



结构紧凑、占地面积小 (日产能为100,000升的设备占地不到9m²)


型号	每小时产能	日产能	能源
FDS-500	500 升	2,000 - 8,000 升	电加热 - 单管式换热器
FDS-1000	1,000 升	5,000 - 16,000 升	蒸汽加热 - 套管式换热器
FDS-3000	3,000 升	10,000 - 48,000 升	蒸汽加热 - 套管式换热器
FDS-6000	6,000升	30,000 - 96,000 升	蒸汽加热 - 套管式换热器
FDS-12000	12,000 升	50,000 - 192,000 升	蒸汽加热 - 套管式换热器
FDSPLUS	根据客户要求设计	190,000 升及以上	蒸汽加热 - 套管式换热器

设计特点

- 全焊式换热器避免了漏液和交叉污染
- 的危险 根据流体中所含物质的侵蚀性(例如 是否含氯)来选择设备材质

设备操作

- 安全的灭菌参数设置(时间、温度
- PLC自动化控制以及生产记录生产前自动对管道进行热消毒





高安全性的配件和高品质的服务

设备配件	描述
热屏障	加强了密闭阀的安全性
文氏管输送系统	更安全的蒸汽泵系统 - 无需维护
移动式CIP清洗系统	用于周期性维护的手动移动式CIP清洗工作台

相关服务	描述
验证服务	基于阿克提尼标准的FAT和SAT,同时可根据客户要求提供验证服务
维保合同	周期性的设备维护和保养
性能检测评估	例如以0PEX优化为目的的设备评估
项目改造方案	产能或生物安全等级的升级、自动化系统升级或设备的更新等



总部

法国阿克提尼公司

Z.A. de Montigny 3 - Maxilly - 74500 法国依云

电话: +33 (0)450 83 12 12 邮箱: sales@actini.com

阿克提尼集团... 您的全球合作伙伴



AGTINI

Biopharma 流体灭菌以及 培养基灭菌系统 www.actini.com AGTINI

Egg Processing 蛋液和蛋粉 加工生产线 www.actini.com



药品及化妆品制剂的 输送和高压灭菌解决方案 www.sofast-pharma.com



生命科学相关咨询服务

www.bioadvise.com